

ZELOSTAT 注射針 Needle™

CE₀₁₂₃



For use exclusively with luer lock syringes.



A new experience for injection


ZELOSTAT Needlesは、従来より広い内径の針を採用し、スムーズで快適な薬液の流れを確保しています。また、デッドスペースが小さくなるよう特別に設計された針基が残留液を最小限に抑えます。ZELOSTATによる注入を体感してください。

SUPER THIN WALL

スムーズで快適な薬液の注入が可能なシンウォールを採用しています。



ゲージ	外径 (mm)	内径 (mm)
31G	0.25	0.20
34G	0.18	0.12
35G	0.16	0.105






ZELOSTAT
Needle™

ULTRA LOW DEAD SPACE

低デッドスペースの針基により、液体の針基残留を最小限に抑えます。



デッドスペースを最小限にする弾性ボディ

35G IS IN THE LINE

ZELOSTAT のなかでも 35G は、特に低侵襲の注射を可能にします。針管の外径 0.16mm を実現しながらも、内径は従来の 34G と同等レベルの 0.105mm を確保しています。



made in Japan

ルアーロック専用の注射針です

品番	ゲージ (外径)	長さ	入数
NZ-25S-25-100	25G (0.50mm)	25mm	100本 / 箱
NZ-31S-04-100	31G (0.25mm)	4mm	
NZ-31S-09-100	31G (0.25mm)	9mm	
NZ-31S-13-100	31G (0.25mm)	13mm	
NZ-34S-04-100	34G (0.18mm)	4mm	
NZ-34S-09-100	34G (0.18mm)	9mm	
NZ-35S-04-100	35G (0.16mm)	4mm	
NZ-35S-04-050	35G (0.16mm)	4mm	50本 / 箱

販売名：ZELOSTAT Needle 注射針
医療機器承認番号：30600BZX00225000
滅菌済み

お問い合わせ